

# TP Dosage du sucre (saccharose) dans le Coca Cola

## Liste de consommables

1. Coca Cola **dégazé** (important!) 2 L (une bouteille)
2. Sucre alimentaire (saccharose) 500 g
3. papier essuie tout

## Liste de matériel par poste élève:

1. fiole jaugée de 100 mL avec bouchon
2. bécher pour pesée du sucre (50 mL)
3. bécher pour prélèvement du Coca Cola ( volume supérieur à 100 mL)
4. entonnoir
5. spatule
6. pissette eau distillée
7. compte goutte en plastique
8. balance de laboratoire (portée 200 g, à 0,01 g)
9. sucre (saccharose alimentaire), 30 g pour deux groupes de TP dans un pot avec bouchon

